



Distribuito da: SAFTE S.r.l - Via Adamello, 13 - 10093 Collegno (TO)

Tel. 011 4038111 - www.safte.it - info@safte.it

ART. 32 STAMPELLE REGOLABILI

Peso MASSIMO utilizzatore = 130 kg

ISTRUZIONI PER L'USO: Regolazione dell'altezza

La regolazione dipende della statura del paziente, dal comfort, dalla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Le stampelle canadesi hanno 10 fori dove è possibile regolare l'altezza.

- Svitare la ghiera grigia di bloccaggio.
- Spingere verso il basso il perno di bloccaggio in metallo in modo che si ritragga completamente nell'asta.
- Selezionare l'altezza desiderata regolando la stampella con un movimento verso l'alto o verso il basso.
- Rilasciare il perno di bloccaggio in metallo davanti alla posizione del foro richiesta.
- Riavvitare la ghiera di bloccaggio dopo aver scelto l'altezza del foro desiderata.

AVVERTENZE SULL'USO

Attenzione!

Prima dell'uso, assicurarsi sempre che ciascun perno di bloccaggio sporga completamente dalla posizione del foro selezionata e che l'altezza sia uguale per entrambe le stampelle

Attenzione alle superfici bagnate e scivolose. Evitare il contatto con tessuto leso.

NON utilizzare mai una stampella danneggiata.

NON apportare modifiche alle stampelle.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia: pulire regolarmente l'impugnatura con sapone neutro; non usare alcool o solventi.

Puntale: Il puntale di appoggio a terra (Fig. 2) è soggetto ad usura; si raccomanda di sostituirlo periodicamente usando **puntali di ricambio originali (Art 31)**

Garanzia: 2 anni dalla data di acquisto (documentato) ad eccezione delle parti soggette ad usura e/o manomissioni



DEMARTA VIRGINIO S.r.l.
VIA Europa 1 Cerrione (BI- Italy)



01.07.ST01B
01.07.ST01N



Classe I





Distributed by: SAFTE S.r.l - Via Adamello, 13 - 10093 Collegno (TO) - Italy

Tel. 011 4038111 - www.safte.it - info@safte.it

Item. 32 - ELBOW CRUTCHES

MAX user weight: 130 kg

INSTRUCTIONS: *Height adjustment*

The crutches must be adjusted according to the height of the user.

Canadian crutches have 10 holes where you can adjust the height.

- Unscrew the grey locking ring.
- Push down the metal locking pin so that it retracts completely into the pole.
- Select the desired height by adjusting the crutch with an upward or downward movement.
- Release the metal locking pin in front of the required hole position.
- Retighten the locking ring after choosing the desired hole height

CAUTION

Use the crutches with caution upon wet or slippery surfaces.

Before use, always make sure that each locking pin protrudes fully from the selected hole position and that the height is the same for both crutches

Avoid using in contacts with wounded limbs.

NEVER use damaged or modified crutches.

MAINTENANCE and CARE

Cleaning: Regular cleaning with neutral soap. DO NOT use bleach, alcohol or any solvents

Tip: Periodically check the rubber tips for rips, tears, cracks or worn tread; they should be replaced when necessary. Use original spare parts – Item 31

Warranty: Two years from proven purchase date. Except spare or wearable parts and forcing.



DEMARTA VIRGINIO S.r.l.
VIA Europa 1 Cerrione (BI- Italy)



01.07.ST01B
01.07.ST01N



Classe I



Ed. 22/02/2026