

Articolo



Categoria commerciale

CALZE ANTI TROMBO

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

POLIAMMIDE 82%
ELASTAM 18%

100%



Lavaggio



Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.



Non stirare.



Il capo non può essere trattato con candeggina.



L'indumento può essere pulito con solventi percloroetilene, idrocarburi, R113 ed R11.

Taglie di vendita

GAMBALETTO	REGULAR	S-M-L-XL
COSCIA	SHORT-REGULAR-LONG	S-M-L-XL-XXL
MONOCOLLANT	REGULAR-LONG	S-M-L-XL-XXL

TABELLA IDENTIFICAZIONE TAGLIE

- Misurare la circonferenza della coscia nel punto G.
- Se la misura è inferiore a 63 cm selezionare le taglie S - M - L
- Se la misura è compresa fra 63 cm e 81 cm si consiglia di utilizzare la taglia XL nei modelli calza coscia e monocollant con cintura.
- Se la misura è superiore a 81 cm utilizzare unicamente il gambaletto.

CALZA COSCIA

- Misurare la circonferenza del polpaccio nel punto C per determinare la taglia finale.
- Misurare la distanza dal tallone all'inguine, per determinare la lunghezza.

MONOCOLLANT CON CINTURA

- Misurare la circonferenza del polpaccio nel punto C per determinare la taglia finale.
- Misurare la distanza dal tallone all'inguine, per determinare la lunghezza.

GAMBALETTO

- Misurare la circonferenza del polpaccio nel punto C per determinare la taglia finale.
- Misurare la distanza dal tallone fino a dietro il ginocchio, per determinare la lunghezza.

Astuccio



Lavaggio

Le calze non devono essere asciugate ad una temperatura superiore a 125° e per tempo massimo di 20 minuti.

Modalità di applicazione

- Inserire la mano nella calza, e tenendo il tallone fra pollice e l'indice rivoltare la calza.
- Inserire il piede nella calza e posizionare bene il tallone.
- Utilizzando le mani, far scorrere la calza lungo la gamba, senza tirare eccessivamente.
- Eliminare eventuali pieghe, ripartendo la maglia lungo la gamba.

Indicazioni

Profilassi anti-trombo-embolica. Nel pre-post operatorio e nei pazienti costretti a letto.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico per scelta del modello, taglia, modo di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al personale medico.

CIRCONFERENZA B CAVIGLIA	CIRCONFERENZA G COSCIA	CIRCONFERENZA C POLPACCIO	LUNGHEZZA GAMBA (CM)	TAGLIA	CODICE
DA 18 A 21 CM	INFERIORE A 63 CM	FINO A 31 CM	FINO A 74	S-SHT	00041
			DA 74 A 80	S-REG	00051
			DA 80 IN POI	S-LNG	00061
DA 20 A 23 CM	INFERIORE A 63 CM	DA 31 A 36 CM	FINO A 74	M-SHT	00042
			DA 74 A 80	M-REG	00052
			DA 80 IN POI	M-LNG	00062
DA 22 A 25 CM	INFERIORE A 63 CM	DA 36 A 42 CM	FINO A 74	L-SHT	00043
			DA 74 A 80	L-REG	00053
			DA 80 IN POI	L-LNG	00063
DA 24 A 27 CM	DA 63 A 81 CM	SUP A 38 CM	FINO A 72	XL-REG	00054
			SUP A 72	XL-LNG	00064

CIRCONFERENZA B CAVIGLIA	CIRCONFERENZA G COSCIA	CIRCONFERENZA C POLPACCIO	LUNGHEZZA GAMBA (CM)	TAGLIA	CODICE
DA 18 A 21 CM	INFERIORE A 63 CM	FINO A 31 CM	FINO A 74	S-REG	00085
			SUP. A 74	S-LNG	00095
DA 20 A 23 CM	INFERIORE A 63 CM	DA 31 A 36 CM	FINO A 74	M-REG	00086
			SUP. A 74	M-LNG	00096
DA 22 A 25 CM	INFERIORE A 63 CM	DA 36 A 42 CM	FINO A 74	L-REG	00087
			SUP. A 74	L-LNG	00097
DA 24 A 27 CM	DA 63 A 81 CM	SUP. A 38 CM	FINO A 74	XL-REG	00088
			SUP. A 74	XL-LNG	00098

CIRCONFERENZA B CAVIGLIA	CIRCONFERENZA C POLPACCIO	LUNGHEZZA GAMBA (CM)	TAGLIA	CODICE
DA 18 A 21 CM	FINO A 31 CM	FINO A 41	S-REG	00021
DA 20 A 23 CM	FINO A 43 CM	FINO A 43	M-REG	00022
DA 22 A 25 CM	FINO A 46 CM	FINO A 46	L-REG	00023
DA 24 A 27 CM	FINO A 46 CM	FINO A 46	XL-REG	00024