

Articolo

3204

Categoria commerciale

FASCIA POST-OPERATORIA



Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

COTONE	50%
ELASTAN	20%
POLIESTERE	20%
NYLON	10%
	100%



Taglie di vendita

Taglia 1°: Lunghezza 80 cm

Taglia 2°: Lunghezza 95 cm

Taglia 3°: Lunghezza 120 cm

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>Aprire completamente la fascia, posizionarla all'altezza della vita, richiudere la fascia su se stessa tramite la chiusura velcra.</p>	<p>Dopo interventi chirurgici. Rilassamenti tessuti addominali. Sostegno addominale.</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>
	<p>Caratteristiche</p> <p>Fascia in tessuto millerighe. Perfetta vestibilità, non si arrotola, traspirante. Tipo: APERTO Altezza: 27 cm</p>		