

Articolo

109



Categoria commerciale

PLANTARE INTERO IN SILICONE

Colore di vendita

TRASPARENTE

Comp. Tessile

SILICONE 100%



Taglie di vendita

S	36-38	L	41-43
M	39-40	XL	44-45

Istruzioni lavaggio

Lavare in acqua tiepida
Non strizzare
Asciugare lontano da fonti di calore

Astuccio + accessori

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

« Evita le pressioni nella zona del tallone e del metatarso »
« Distribuiscono la pressione del piede durante la camminata ed in posizione eretta. »
« La confezione contiene 2 pz »

Per un corretto utilizzo consultare personale medico e/o tecnico specialistico.
Verificare che la misura scelta sia quella corretta.
Il dispositivo non è sterile.
Non posizionare a contatto della pelle lesa.
Il plantare deve essere utilizzato all'interno della calzatura

Caratteristiche

Plantare con scarico metatarsale/calcaneale e goccia metatarsale.
Sostegno volta longitudinale
Densità differenziata (Blu + morbida)