

Articolo

110



Categoria commerciale

SOLETTA PER PIEDE DIABETICO

Colore di vendita

TRASPARENTE

Comp. Tessile

SILICONE 100%



Taglie di vendita

S	36-38	L	41-43
M	39-40	XL	44-45

Istruzioni lavaggio

Lavare in acqua tiepida
Non strizzare
Asciugare lontano da fonti di calore

	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
<p>SILICONE EXTRA-SOFT EXTRA-SOFT SILICONE</p> <p>SILICONE DI MEDIA DENSITÀ HIGHER DENSITY SILICONE</p> <p>ZONA ANTI IMPATTO SOFT IMPACT AREAS</p>		<p>« Evita le pressioni nella zona del tallone e del metatarso Distribuiscono la pressione del piede durante la camminata ed in posizione eretta. « La confezione contiene 2 pz</p>	<p>Per un corretto utilizzo consultare personale medico e/o tecnico specialistico. « Verificare che la misura scelta sia quella corretta. Il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. La soletta deve essere utilizzata all'interno della calzatura</p>
	<p><u>Caratteristiche</u></p> <p>Plantare <i>Diabetic Care</i> con 2 strati di silicone a densità differenziata. Scarico metatarsale/calcaneeale e goccia metatarsale</p>		