

Nome prodotto:


Referenza

**ORTESI IMMOBILIZZO POLLICE****Art. 243**

Taglie: Circ. Palmo (all'altezza dell'articolazione metacarpofalangea) in cm

S	16 - 19
M	19 - 23
L	23 - 26

Fabbricante:

 SAFTE S.r.l.  
Via Adamello, 13 – 10093 Collegno (TO) – ITALY  
Tel. +39 0114038111 [info@safte.it](mailto:info@safte.it) [www.safte.it](http://www.safte.it)

Classificazione:

D.M. Classe I  
In conformità al Regolamento (UE) MDR 2017/745



Caratteristiche:

Aiuta a stabilizzare l'articolazione del pollice.  
Posiziona il pollice funzionalmente riducendo il dolore e la mancanza della presa.  
Materiale estremamente leggero con bordi arrotondati per un confort ottimale.  
Apertura/chiusura di facile utilizzo.

Versione: Destro o Sinistro

Colore: Azzurro e grigio

Indicazioni:

Rizoartrosi  
Instabilità dell'articolazione  
Raccomandato nel post-operatorio

Composizione:

Struttura rigida: Poliuretano termoplastico 70%, Acciaio inossidabile 10% - Chiusure: Nylon 20%

Manutenzione:

Prima del lavaggio agganciare le chiusure. Lavare a mano con panno umido e sapone neutro.  
Asciugare a temperatura ambiente. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.