

Articolo

311



Categoria commerciale

SLIP SPORTIVI - SOSPENSORI

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

COTONE	41%
POLIAMMIDE	25%
POLIESTERE	13%
ELASTAN	12%
LYCRA	9%
	100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

S	70-80	L	91-102
M	81-90	XL	103-113

COLORE / COLOUR



Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze



Indossare come un normale slip.

- » Funzioni specifiche di sospensorio.
- » Contenzione dei casi di varicocele ed idrocele.
- » Coadiuvanti e preventivi nelle pratiche lavorative e sportive.
- » Realizzati con particolari tessuti ad elasticità differenziata.
- » Assicurano una maggiore azione di sostegno e protezione.
- » Permettono ampia libertà di movimenti.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.