

Articolo

310



Categoria commerciale

SLIP SPORTIVI - SOSPENSORI

Colore di vendita

ANTRACITE

Comp. Tessile

COTONE 69%  
POLIAMMIDE 23%  
ELASTAN 8%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR				
2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105	

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Indossare come un normale slip.

Indicazioni

- » Funzioni specifiche di sospensorio.
- » Contenzione dei casi di varicocele ed idrocele.
- » Coadiuvanti e preventivi nelle pratiche lavorative e sportive.
- » Assicurano una maggiore azione di sostegno e protezione.
- » Permettono ampia libertà di movimenti.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.