


NOME PRODOTTO:

Copertura per ortesi e gessi in misura pediatrica – braccio lungo

REFERENZA:

OSL4345

TAGLIA:**IMMAGINE PRODOTTO:****FABBRICANTE:**

ORLIMAN, S.L.U. CIF: B-96122510
C/ AUSIAS MARCH Nº 3. POLÍGONO INDUSTRIAL LA POBLA – L'ELIANA.
46185 LA POBLA DE VALLBONA – VALENCIA – SPAIN
SPANISH MEDICAL DEVICE OPERATION LICENCE NUMBER: 20-PS

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO (secondo il Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici 2017/745):

CLASSE: I – Allegato VIII, Regola 1

Tipologia di fabbricazione: Dispositivo prodotto in serie

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Copertura protettiva ermetica per plantari e cerotti. Realizzata in materiale impermeabile e flessibile per facilitare il bagno o la doccia. Riutilizzabile.
- Il meccanismo autosigillante si adatta a bracci di diverse dimensioni. Presenta un design anatomico per un utilizzo comodo e sicuro.

Colore: Semitrasparente**INDICAZIONI:**

- Aiuta a prevenire infezioni e ritardi nel recupero dovuti al contatto con l'acqua.
- Evita la necessità di sostituire il gesso a causa di danni provocati dal contatto con l'acqua.

MATERIALI:

ALLERGENI: Non contiene lattice.
MATERIALI FERROMAGNETICI: Non presenti.
BIOCIDI: Non presenti.

Composizione:

- Copertura: PVC
- Sistema autosigillante: Silicone.

RACCOMANDAZIONI LAVAGGIO:

Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo nella confezione originale in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Per asciugare il prodotto, utilizzare un panno asciutto per assorbire quanta più umidità possibile e lasciarlo asciugare a temperatura ambiente. Non appendere o stirare il prodotto e non esporlo a fonti di calore dirette quali stufe, asciugatrici, esposizione diretta al sole, ecc. Durante l'uso o la pulizia del prodotto, non utilizzare sostanze abrasive o corrosive, alcool, unguenti o solventi liquidi. Se non asciugato correttamente, il residuo di detergente potrebbe irritare la pelle e causare il deterioramento del prodotto.



RACCOMANDAZIONI-AVVERTENZE:

L'uso di questi prodotti è subordinato alle indicazioni. Sebbene il prodotto non sia classificato come dispositivo monouso, se ne raccomanda l'uso su un solo paziente e solo per gli scopi previsti, come descritto nelle presenti istruzioni o da un operatore sanitario.

Per lo smaltimento del prodotto e della sua confezione, è necessario attenersi rigorosamente alle normative vigenti nella propria comunità. Questo articolo è resistente all'acqua. Tuttavia, se ne sconsiglia l'uso per attività che richiedono l'immersione, come il nuoto e le immersioni.

Per evitare problemi di circolazione sanguigna, limitare la durata dell'uso e assicurarsi che il prodotto non sia troppo stretto.

Pericolo di asfissia. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo.

Non esporre il prodotto al sole o ad altre fonti di calore o fiamma.

Asciugare la parte superiore dell'anello prima di rimuovere il prodotto.

Non utilizzare oggetti appuntiti durante la manipolazione, come orecchini o anelli.

Se utilizzato con un cerotto, assicurarsi che i bordi ruvidi non entrino in contatto con il prodotto, poiché potrebbero danneggiarlo. Prestare particolare attenzione alle superfici umide, scivolose e bagnate: non camminare né appoggiarsi su di esse.

Non riutilizzare se l'interno del protettore è sporco o danneggiato.

Il materiale plastico può causare una sensazione di calore.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Garanzia: 6 mesi.