

Articolo

108



Categoria commerciale

PLANTARE 3/4 RIVESTITO

Colore di vendita

TRASPARENTE

Comp. Tessile

SILICONE 100%

Fodera:

POLIESTERE



Taglie di vendita

1°	37-38	3°	41-42
2°	39-40	4°	43-44

Istruzioni lavaggio

Lavare in acqua tiepida
Non strizzare
Asciugare lontano da fonti di calore

Astuccio + accessori	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p><u>Caratteristiche</u></p> <p>Plantare 3/4 rivestito in tessuto forato. Scarico metatarsale/calcanale. Sostegno volta longitudinale</p>	<p>« Talloniti, talalgie, borsiti, tendiniti, metatarsalgie, spina calcaneale, piede diabetico, fascite plantare</p> <p>« Situazioni post-operatorie « Distribuiscono la pressione del piede durante la camminata ed in posizione eretta.</p> <p>« La confezione contiene 2 pz</p>	<p>Per un corretto utilizzo consultare personale medico e/o tecnico specialistico.</p> <p>Verificare che la misura scelta sia quella corretta.</p> <p>Il dispositivo non è sterile.</p> <p>Non posizionare a contatto della pelle lesa. Il plantare deve essere utilizzato all'interno della calzatura</p>