

Articolo

**104**



Categoria commerciale


**TALLONETTA PIATTA CON SCARICO REMOVIBILE**

Colore di vendita

TRASPARENTE

Comp. Tessile

SILICONE 100%



Taglie di vendita

TAGLIE /SIZE

1° 35-38 2° 39-42 3° 43-46

1 PAIO - ONE PAIR

Istruzioni lavaggio

Lavare in acqua tiepida  
Non strizzare  
Asciugare lontano da fonti di calore

Astuccio + accessori

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

« Prevengono traumi e dolori  
« Aiutano a ridurre il dolore quando già presente.  
« La confezione contiene 2 pz

Per un corretto utilizzo consultare personale medico e/o tecnico specialistico.  
Verificare che la misura scelta sia quella corretta.  
Il dispositivo non è sterile.  
Non posizionare a contatto della pelle lesa. La tallonetta deve essere utilizzata all'interno della calzatura

Caratteristiche

Tallonetta piatta con scarico removibile.  
Distribuisce la pressione del piede durante la camminata ed in posizione eretta.  
Densità differenziata (Blu + morbida)